

RNAgents® Total RNA Isolation System(Z5110)の廃番に伴う代替品情報

2008年10月

RNAgents® Total RNA Isolation System(Z5110)の廃番に伴い、代替品のご案内をさせていただきます。

1: RNAgents® Denaturing Solution(Z5651)の販売は、継続していますので、必要な試薬を他社から購入し、これまでと同様にRNAの精製を行っていただくことができます。

カタログ番号 Z5110 は、以下の試薬から構成されています。それぞれに対応する試薬を紹介します。

キット構成	代替品
120ml RNAgents® Denaturing Solution (Z5651)	販売継続中
100ml Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (Z5112)	Sigma P1944 100ml ¥9,600
100ml Isopropanol	Sigma I9516 500ml ¥5,400
10ml Sodium Acetate, 2M (pH 4.0)	マニュアル巻末に調製法が記載あります*。
25ml Nuclease-Free Water	Promega P1193 2x25ml ¥6,000

*Add 164.1g of sodium acetate, anhydrous (F.W. 82.03) to 300ml Nuclease-Free Water. Bring to pH 4.0±0.2 using glacial acetic acid. Bring to a final volume of 1 liter with nuclease-free water.

2: 弊社では、RNAgents®以外にも下記のようなRNA精製キットを用意しています。

300mgまでの組織/5x10⁷の細胞を処理できるキット

PureYield™ RNA Midiprep System	10回分	Z3740	¥15,000
	50回分	Z3741	¥70,000

60mgまでの組織/5x10⁶の細胞を処理できるキット

SV Total RNA Isolation System	10回分	Z3101	¥10,000
	50回分	Z3100	¥28,000
	250回分	Z3105	¥128,000

ご不明な点などありましたら、下記問い合わせ先にご連絡ください。

RNAgents® Total RNA Isolation Systemのマニュアルが必要な方も下記連絡先にお問い合わせください。

プロメガ テクニカルサービス部
 Tel: 03-3669-7980 / Fax: 03-3669-7982
 E-mail: prometec@jp.promega.com