

プリンターペーパーを注文したいのですが、カタログ番号を教えてください。

TD-20/20 ルミノメーター(図1)に接続されているプリンターはドット式プリンター(型式 DP8340, スター精密社製)もしくは感熱式プリンター(型式 DPU-414, セイコーインスツルメンツ社製)のいずれかになります。

それぞれの消耗品のカタログ番号などは下表をご参照ください。



図 1. TD-20/20 ルミノメーター



ドット式プリンター

型式 DP8340, スター精密社製

感熱式プリンター

DPU-414, セイコーインスツルメンツ社

製

		プリンターペーパー	インクカートリッジ
ドット式プリンター 型式 DP8340 スター精密社製	製品名	ドットプリンター用紙	インクカートリッジ
	カタログ番号	E2161	TDN202-0200
感熱式プリンター 型式 DPU-414 セイコーインスツルメンツ社製	製品名	感熱プリンター用紙	不要
	カタログ番号	E2851	

測定チューブを購入することはできますか。

プロメガではすでに製造中止品とさせていただきます。

同一品を下記より購入することができます。

取扱いメーカー： ビーエム機器株式会社

カタログ番号： 214-2309-030

製品名： 12 × 50 mm tubes, 3.4 ml cap., round bottom, polypropylene

入数： 1,000 本

なお、プロメガにて販売しているカタログ番号 E4221 の Test Tube は、8 × 50mm サイズです。