



GloMax 96 Microplate Luminometer をご検討のお客様へ

平成 26 年 11 月 12 日

プロメガ株式会社 IS 部  
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 14-15

### **GloMax 96 Microplate Luminometer の PC の仕様について**

GloMax 96 Microplate Luminometer (カタログ番号 E6501, E6511, E6521)はご使用にあたり、下記のソフトウェアがインストールされた PC が必須となります。

記

- Microsoft Windows XP, Windows 7 もしくは Windows 8
- Microsoft Excel 2010 (Excel 2013 は不可)

以上

本件について、ご不明な点は、下記のテクニカルサービス部までお問い合わせください。

プロメガ株式会社 テクニカルサービス部  
TEL. 03-3669-7981  
FAX. 03-3669-7982  
prometec@jp.promega.com