

# 重要



Spectrum Compact CE Systemユーザー 各位

2025年7月

## 製造・販売中止のお知らせ

### Spectrum Compact Polymer 7 (カタログ番号 CE2307)および(カタログ番号 CE2407)

いつも大変お世話になっております。

日頃よりプロメガ株式会社およびプロメガ製品にご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

品質が改善された新しいSpectrum Compact Polymer 7を安定的にご提供できるようになりましたため、従来の下記2製品を製造中止とさせていただきます。

なお、定価については、変更せず、同価格とさせていただきます。

#### 製造中止品および販売終了日

製品番号	製品名	販売終了日
CE2307	Spectrum Compact Polymer 7、16インジェクション	2026年1月1日
CE2407	Spectrum Compact Polymer7、24インジェクション	2026年7月1日

#### 後継品のご案内

製品番号	製品名
CE2507	Spectrum Compact Polymer 7、24インジェクション

#### 後継品のご利用に際しての注意事項

- 後継品であるCE2507のご利用には、Spectrum Compact CEのソフトウェアのアップデートが必要です。
- ソフトウェアのアップデート後は、CE2507以外のご利用できません。
- 一度アップデートした後は、バージョンを元に戻すことはできません。
- CE2307 およびCE2407の在庫がある場合には、在庫が使い終わるまでアップデートを控えることも可能です。

## 裏面に続く

## ソフトウェアのアップデートの手順について

1. 【お客様】 お手元のSpectrum Compact CE Systemの現在のバージョンの確認  
プロメガ株式会社へ現在のバージョン情報の連絡
2. 【プロメガ】 弊社より必要なソフトウェアおよび手順書の送付
3. 【お客様】 手順書にしたがいSpectrum Compact CE Systemのアップデート


## Spectrum Compact CE Systemのバージョン情報の確認方法

1. Spectrum Compact CE Systemの電源をONにする


2. “About”を選択する。



3. さらに“About”を選択する。



4. 下図の画面を写真に撮り、[prometec@jp.Promega.com](mailto:prometec@jp.Promega.com)まで送ってください。



お客様のSpectrum Compactのバージョンは下記のいずれかが該当します。

6138200-00, 6138200-01, 6138200-02,  
6138200-03, 6138200-04

今回のアップデートにより、以下のバージョンになります。  
6138800-00

ご不明な点がございましたら、下記のプロメガ株式会社 テクニカルサービス部までご連絡ください。

プロメガ株式会社 テクニカルサービス部

TEL. 03-3669-7980

[prometec@jp.promega.com](mailto:prometec@jp.promega.com)