

採用ラボ
急増中!

がん研究者の方 朗報 です



セルフリー DNA

血漿からの ccfDNA 自動精製システム

循環セルフリー DNA (ccfDNA) は、細胞死に伴い血中に放出される 170 bp 程度の DNA 断片です。がんのバイオマーカーとして注目され、低侵襲性の診断への利用が期待されています。



ここが
スゴイ

1

圧倒的に
簡便!

前処理一切無し! ダイレクトイン!!
(血漿 1 ml まで)

カートリッジに
入れるだけ!



ここが
スゴイ

2

高純度で
精製が可能

- キャリア RNA 不使用!
- Maxwell® のハイパワー洗浄!



Maxwell® RSC

- ー 無駄のないコンパクト設計
- ー 最大 16 検体を同時処理
- ー タブレット PC、核酸定量用
小型フルオロメーター標準装備





ここが
スゴイ

3

4 ml までの血漿にも対応!
(カスタム対応)

完全閉鎖系システムと
UV ランプ内蔵で、
コンタミ対策も
万全なのです!

収量と濃度は、血漿スタートボリュームに比例



※溶出ボリュームは
すべて 60 μl

※このデータは一例です。
サンプルにより値は
異なります。

2 ~ 4 ml 以上をご希望の方は、カスタムでお取扱いしています。
詳しくはお問合せください。



製品名	カタログ番号	サイズ	価格 (¥)
試薬 Maxwell® RSC ccfDNA Plasma Kit	AS1480	48 回分	96,000
機器 Maxwell® RSC Instrument	AS4500	1 台	2,800,000

機器がなくても大丈夫! 無償でお貸出ししています。裏面をご覧ください!

プロメガ株式会社

機器を
お持ちで
ない方に

RentaMAX



- 機器貸出
- コンサルティング

※本サービスのご利用にはプロメガクラブ（無償）への入会が必要です。

自分でササッとコース


自分で検討するから機械だけ貸して！という方に

楽々お任せコース

弊社スペシャリストがラボに伺い、抽出作業を実施

（感染性を疑われるサンプルの場合は、事前にお問合せください）

サンプルのみ
ご用意ください。



※使用する試薬を予め購入いただく必要があります。

詳細、お問合せ・申込みフォーム

www.promega.co.jp/rentamax/



Maxwell® RSC 試薬カートリッジラインナップ

パラフィン
切片から

組織
から

全血
から

ウイルス
から

細胞
から

RNA

**Maxwell® RSC
RNA FFPE Kit**

カタログ番号：AS1440
48 回分 **¥38,400**

**Maxwell® RSC
simplyRNA
Tissue Kit**

カタログ番号：AS1340
48 回分 **¥36,000**

**Maxwell® RSC
simplyRNA
Blood Kit**

カタログ番号：AS1380
48 回分 **¥45,600**

**Maxwell® RSC
Viral Total
Nucleic Acid
Purification Kit**

カタログ番号：AS1330
48 回分 **¥48,000**

**Maxwell® RSC
simplyRNA
Cells Kit**

カタログ番号：AS1390
48 回分 **¥36,000**

DNA

**Maxwell® RSC
FFPE Kit – PKK,
Custom**

カタログ番号：AX2500
48 回分 **¥38,400**

NEW

**Maxwell® RSC
Whole Blood
DNA Kit**

カタログ番号：AS1520
48 回分 **¥38,400**

**Maxwell® RSC
Cell DNA
Purification Kit**

カタログ番号：AS1370
48 回分 **¥38,400**

ccfDNA

NEW

**Maxwell® RSC
ccfDNA
Plasma Kit**

カタログ番号：AS1480
48 回分 **¥96,000**

miRNA


**Maxwell® RSC
miRNA Tissue Kit**

カタログ番号：AS1460
48 回分 **¥38,400**

RentaMAX ありがとうキャンペーン

期間：2015 年 10 月 1 日～2015 年 12 月 20 日

RentaMAX ご利用のうえ、Maxwell® RSC ご購入の方に



デックトレイ

追加のデックトレイが
1 台ついてくる！

**Maxwell® RSC/CSC
Deck Tray**

カタログ番号：SP6019
¥150,000

もれなく!!

追加でデックトレイを購入される Maxwell® ユーザーが増えています。Maxwell® 稼働中に次のサンプルを用意でき、便利です！詳細はウェブサイトをご覧ください。www.promega.co.jp/rentamax_arigato

デモ
大募集!

ccfDNA 精製をお試しになりたい方！データ提供・評価コメントをいただける方！

下記ウェブサイトよりお申込みいただくか、ご利用販売店へお問合せください。

promega.formstack.com/forms/ccfdna_demo

日本語 Web site : www.promega.co.jp

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 / Fax. 03-3669-7982 • E-Mail : prometec@jp.promega.com

プロメガ株式会社

本社 〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町14-15 マツモトビル
Tel. 03-3669-7981 / Fax. 03-3669-7982

大阪事務所 〒532-0011
大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル704号室
Tel. 06-6390-7051 / Fax. 06-6390-7052

※製品の仕様、価格については2015年9月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店