

GloMax 96 Microplate Luminometer の PC の仕様について

2019 年 10 月

GloMax 96 Microplate Luminometer (カタログ番号 E6501, E6511, E6521)のコントロール用 PC の使用条件は下記の通りとなります。

- Microsoft Windows XP, Windows 7
 - Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013
- *Excel2013 については、GloMax software が Version1.9.3 である必要があります。

本件について、ご不明な点は、当社テクニカルサービスまでお問い合わせください。

プロメガ株式会社 テクニカルサービス部

電話 03-3669-7980 FAX. 03-5614-6079

e-mail : prometec@jp.promega.com

〒103-0011

東京都中央区日本橋大伝馬町 14-15

以上