

安全データシート(SDS)

製造者情報

会社 : プロメガ株式会社
住所 : 東京都中央区日本橋大伝馬町14-15
担当部門 : テクニカルサービス部 担当者 : 上田 昌宏
Tel : 03-3669-7981 FAX : 03-3669-7982

整理番号 : DSN0003

作成 : 平成22年1月25日

製品名(化学品名, 商品名など): MultiFectam (ETF5000, ETF1000)

物質の特定

単一製品
化学名 : 非公開
成分及び含有量 : 非公開
化学式又は構造式 : 非公開
官報公示整理番号 : N/A
CAS No. : N/A
国連分類及び国連番号 : N/A

本製品は、毒物及び劇物取締法、消防法に於ける危険物、労働安全衛生法(第57条)、PRTR法、麻薬向精神薬取締法、航空法、化学兵器禁止法、覚醒剤取締法、火薬類取締法、カルタヘナ法の対象ではない。

危険有害性の分類

分類の名称 :
危険性 : 通常の状態では危険性は、殆どない。
有害性 : データなし
環境影響 : 下水道法で定められた水質基準、水質汚濁防止法で定められた排水基準に影響を与える。

応急処置

目に入った場合 : 少量でも直ちに清浄な水で15分以上洗眼し、洗眼の際、指で眼瞼をよく開いて眼瞼・眼球の隅々迄水がよく行きわたる様に洗う。直ちに医師の手当てを受ける。
皮膚についた場合 : 附着部を水でよく洗い流し、ついで石鹼水で洗浄する。
吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移し、直ちに医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合 : 多量の水を飲ませて吐かせ、直ちに医師の手当てを受ける。

火災時の処置

消火方法 : 周辺火災の場合は速やかに容器を安全な場所に移動する。移動不可能な場合は、容器及びその周辺に散水して冷却する。
消火剤 : 周辺火災に適切な消火剤を使用する

漏出時の処置

作業の際保護具を着用した上、漏洩した液は吸着剤(おがくず、土砂、ウエス等)に吸着して取り除いた後、残りをウエス、雑巾等で拭き取る。
この際濃厚な廃液が河川等に排出されない様に注意する。

取扱い及び保管上の注意

取扱い : 一般の化学薬品としての取扱いの他保護眼鏡、保護手袋、保護マスクの着用が望ましい。作業終了後はよく清掃し、身体の露出部分もよく洗う。作業衣は洗濯する。
保管 : 容器は密閉し、直射日光を避けて冷蔵保管する。凍結させてはならない。

暴露防止措置

管理濃度 : 設定されていない。
許容濃度 : 設定されていない。
設備対策 : 手洗い・洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する。

	保護具：	必要に応じて、保護マスク、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を使用する。
物理/化学的性質 (100%の場合)	外観等： 沸点： 蒸気圧： 融点： 比重： 溶解度：	白色粉末 - - - - 水に任意に混ざる。
危険性情報 (100%の場合)	引火点： 可燃性： 発火性： 酸化性： 自己反応性： 粉塵爆発性： 安定性： その他：	- - - - - - データなし(本製品で想定される通常の取扱に於いては安定) -
有害性情報	皮膚腐食性： 刺激性： 急性毒性：	データなし データなし データなし
	亜急性毒性： 慢性毒性： 変異原性： 生殖毒性： 催奇形性： その他(水と反応して有毒なガスを発生する等を含む)：	データなし データなし データなし データなし データなし -
環境影響情報	分解性： 蓄毒性： 魚毒性： その他：	データなし データなし データなし -
廃棄上の注意	廃棄する場合は、	地方自治体の許可を得た産業廃棄物処理業者に委託する。
輸送上の注意	容器の破損、漏れのない事を確かめ、	衝撃、転倒、落下、破損のない様に積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。
適用法令	該当なし	
その他	<p>当該MSDSは、各種の文献やデータベースを調査し弊社の知り得た情報を元に作成されていますが、全ての情報を網羅しているわけではありません。当該MSDS記載内容は情報提供を目的としており、記載のデータや危険性・有害性の評価や当該物質の取り扱い上のいかなる保証をなすものではありません。ご使用に先立って、ご使用になる機関、地域、国等の最新の規制、条例、法規制等を調査し、それらを最優先して下さい。記載の注意事項等は、通常の取り扱いを対象としたものであり、特別な取り扱いをする場合は状況に適した安全対策を実施のうえ十分な注意を払う必要があります。</p>	
記載内容の問い合わせ先：上記担当部門		

危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取扱いには十分注意して下さい。