

遺伝子組換え生物に関する情報提供

2022年4月1日

以下の製品は研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に相当します

| | |
|---------|---|
| 製品名: | Bacterial Strain JM109(DE3), Glycerol Stock |
| カタログ番号: | P9801 |
| 製造者: | Promega Corporation (USA) |

宿主情報

宿主名: *E. coli* B 株由来 JM109(DE3)
挿入遺伝子: T7 フェージ由来 T7 RNA Polymerase

遺伝子型

endA1, recA1, gyrA96, thi-1, hsdR17 (rK-, mK+), relA1, supE44 Δ(lac-proAB), λ(DE3) / F'[traD36, proA+B+, lacIq, lacZΔM15]

※ この製品は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第16条第1号、第2号あるいは第4号に基づく使用等には該当しません。

廃棄方法

廃棄の際は、1%次亜塩素酸ナトリウムもしくはオートクレーブを行い処理してください。

連絡先:

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 1-5
マーケティング部 学術課 Tel: 03-3669-7980, Fax: 03-3669-7982, E-mail:
prometec@jp.promega.com

担当責任者:

マーケティング部 部長 平川 健彦

CI013