

シグナルペプチド付加受託サービス

Flexi HaloTagクローンにシグナルペプチドを付加するサービスです。遺伝子本来のシグナルペプチドを付加するサービスとIL6（インターロイキン6遺伝子）シグナルペプチドを付加するサービスがございます。

[お問い合わせ](#)

サービス	内容	機能	納期
遺伝子由来シグナルペプチド付加	遺伝子本来のシグナルペプチドの直後に HaloTag [®] を挿入	遺伝子本来の局在が期待される	お見積り
IL6シグナルペプチド付加	IL6シグナルペプチドをN末端側に付加した HaloTag [®] ベクターにORFを導入	強制的な膜への局在が期待される	約1ヶ月～

特長：

遺伝子本来のシグナルペプチド付加とIL6シグナルペプチド付加からお選び頂けます。

*本サービスはシグナルペプチド配列を付加するサービスであり、生体内での局在を保証するものではありません。

価格：

遺伝子由来シグナルペプチド付加：要見積り
IL6シグナルペプチド付加：20万円より

納期：

遺伝子由来シグナルペプチド付加：見積もり
IL6シグナルペプチド付加：約1ヶ月～

注文方法：

- 1) [クローンデータベース](#) よりご希望のクローンのPIDをご確認
- 2) e-flexiclone@promega.co.jp よりお問い合わせください。
- 3) お打合せにより受託詳細を決定
- 4) ご注文