

# Spectrum

## COMPACT

### CE SYSTEM

- サンガーシーケンス、フラグメント解析に
- 他社試薬も使用可能なユニバーサル機器
- アップデートして更なる省コスト化に成功

製品名	Spectrum Compact CE System
カタログ番号	CE1304
本体価格	¥6,800,000



### レーザー長寿命

レーザーダイオード採用、  
使用時のみ点灯で  
レーザーユニット長寿命

### 消耗品は 個別カートリッジ

キャピラリー、ポリマー、  
バッファーは  
個別のカートリッジで  
設置が簡単で省コスト

### メンテナンス性 大幅向上

送液システムの改善により  
流路の洗浄、  
気泡除去作業が不要

### 読めるリードが 長い

36センチキャピラリーで  
効率的にシーケンシング

製品の詳細は  
こちら▶



## プロメガだけの特典

- 特典 ① 保証 & 保守期間中 **試薬優遇プログラム**
- 特典 ② ¥740,000 相当! **スターターセット\***つき
- 特典 ③ 導入時スペシャルサポート  
**サンガーシーケンストレーニング** (¥968,000 相当)  
または  
**フラグメント解析トレーニング** (¥506,000 相当)



導入時サポート担当  
テクニカルスペシャリスト

\* ランに必要な全ての消耗品とバーコードリーダーを含みます

今なら  
**124~170**  
**万円相当**  
をサービス

本特典には適用条件がございます。  
まずは弊社営業、または販売代理店にご相談ください。  
本特典は予告なく終了する場合がございます。

試薬優遇プログラム対象製品

一部抜粋：詳細はホームページをご覧ください



製品名	サイズ	カタログ番号	通常価格 (¥)	優遇価格 (¥)
<b>ラン</b>				
Spectrum Compact Buffer	2 組 (640 サンプル分)	CE2300	39,200	25,900
Spectrum Compact Cathode Buffer Septa Mat	10 個 (3200 ウェル分)	CE2301	39,200	25,900
Spectrum Compact Cathode Buffer Retainer	4 個	CE2302	19,800	13,100
Spectrum Compact Polymer4	4 x 96 サンプル分	CE2404	48,600	32,900
Spectrum Compact Polymer7	4 x 96 サンプル分	CE2407	48,600	32,900
Strip Septa Mat, 8-Well	24 個 (192 ウェル分)	CE2308	28,800	18,900
Spectrum Compact Strip Base & Retainer, 32-Well	4 個	CE2332	43,500	28,700
Capillary Array Preservation Buffer	10 ml	CE2399	13,900	9,300
Spectrum Compact Capillary Array, 4-Capillary, 36cm	1 個 (1200 サンプル分)	CE2340	146,300	96,600
<b>フラグメント解析</b>				
PowerPlex® Fusion 6C System	50 回分 (ダイレクト増幅 100 回分)	DC2705	245,000	184,800
<b>サンガーシーケンス</b>				
ProDye™ Terminator Sequencing System	200 回分	CR4302	320,300	216,100
	1000 回分	CR4310	1,257,200	758,600

仕様

アプリケーション	サンガーシーケンス、フラグメント解析	消耗品のトラッキング	2D バーコード
キャピラリー数	4 本	ユーザーインターフェース	タッチスクリーンディスプレイ (内蔵 PC)
キャピラリーアレイ長	36 cm	データファイル形式	.fsa および .ab1
蛍光検出色素数	8	解析ソフトウェア	フラグメント解析: GeneMarker® HID Software for Spectrum CE Systems (別売) シーケンシング: ProView™ Sequencing Software (無料)
寸法	40cm W x 60cm D x 60cm H	サンガーシーケンスリード長	Fast 30 分 /600 bp Standard 60 分 /750 bp (最大リード長 ~ 900 bp)
重量	45 kg	保証	1 年間限定保証 (パーツ、修理) 延長保証あり
電力	100–240 Vac; 50/60 Hz; 260 VA		
操作時の温度 / 湿度	15°C ~ 30°C / 20 ~ 80% RH (結露しないこと)		
サンプル数	32 サンプル (8 連チューブ x 4)		
ポリマー	Polymer4、Polymer7		

プロメガ製品によるシーケンスのトータルサポート



web 面談にて詳細な説明をいたします。ご希望の方は下記テクニカルサービスにメールにてお申込みください。

日本語 Web site : [www.promega.co.jp](http://www.promega.co.jp)

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 • E-Mail : [prometec@jp.promega.com](mailto:prometec@jp.promega.com)

プロメガ株式会社

本社 〒103-0001  
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通  
Tel. 03-3669-7981

大阪事務所 〒541-0051  
大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング  
Tel. 06-6202-4581

※製品の仕様、価格については 2024 年 4 月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店