



**Promega Corporation**  
2800 Woods Hollow Road  
Madison, WI 53711-5399  
United States

tel: 608.274.4330 • fax: 608.277.2516 • [www.promega.com](http://www.promega.com)

May 15, 2020

お客様 各位

この度、GloMax®のワークフローと適応性（柔軟性）を強化するソフトウェア（バージョン 3.2.3）をリリースいたしました。これらの新しい機能を持ったソフトウェアのアップデートは、GloMax® Discover、Explorer、Navigatorをご使用になられているお客様へは、無償にてご提供させていただきます。また、新しい装置には、この新バージョンのソフトウェアが工場でインストールされます。

以下が概要です：

- 読み取りと分析の前に、サンプル ID と濃度情報をプレートマップにインポートが可能。
- 長い文字時列をタイプせずに Sample ID を入力するために、バーコードスキャナーが使用可能。
- ユーザーがプレートマップまたはプロトコルを変更することを許可/防止する“新しい管理者機能”を追加。
- 新しいプロトコルの追加。
- Maxprep™ Liquid Handler と融合することにより、プレートマップと結果（Result）の共有が可能。
- 測定の完了や装置のアラートを E メールで通知。
- 装置間で簡単に GloMax® のプロトコルを共有。
- 自動化に向けた拡張。（API:アプリケーション・プログラミング・インターフェイスの改善と機能性）
- 主なバグの修正。

これらの新しい機能をご利用いただくために、お客様の GloMax® システムのタブレット PC を最新のソフトウェア ver. 3.2.3 にアップデートされること、装置のファームウェア（ver.4.92）及び FPGA（Ver.8.0/8.4）ファイルをアップデートされることをお勧めいたします。これらの新しい機能の使用の詳細な手順を記載した操作マニュアルもご用意いたしました。

プロメガは高品質の製品、情報およびサポートを提供することをお約束いたします。お客様がプロメガ製品やサービスに対してこれまでと同様にご満足いただけることが私どもにとりましてとても重要なことです。もしご不明の点等ございましたら、弊社のテクニカルサービス

（TEL: 03-3669-7980、E-mail: [prometec@jp.promega.com](mailto:prometec@jp.promega.com)）までご連絡くださいますようお願いいたします。

**Michael Bjerke**  
Sr Product Manager  
Promega Corporation  
2800 Woods Hollow Rd  
Madison, WI 53711

Customer Notification Number: 00105

Promega products are warranted to meet or exceed the stated specifications. Promega's sole obligation and the customer's sole remedy is limited to replacement of products free of charge in the event products fail to perform as warranted.