

COVID-19 PCR 検査で実証

Promega

自動核酸抽出装置 Maxwell[®] の

実力

コンタミ無く

信頼の
マグネット・カートリッジ方式

壊れること
なく

シンプル構造



検査を止めずに
日本全国 24 時間フル稼働中

日本を守り続けて

200台

2020年
販売実績

- **確実** な陽性陰性判定！
- **不活化検体** にも対応！
- ウイルス **変異株** の特定に！

次はあなたの
検体で！

機器無償貸出サービス (RentaMAX)

スポーツ大会 / 催物の検査での一時利用などにも！

詳細・お申込みはこちら www.promega.co.jp/rentamax/



プロメガ株式会社

Maxwell® はここがいい!


ベストな試薬を簡単に

長年培った試薬開発技術を注ぎ込んだ最高の試薬!
しかも準備はシールをはがすだけ!



トラブル知らず

磁性体ビーズを用いたシンプル精製法で
核酸をガッチリ捕捉、しっかり洗浄



しかも早っ!


このスピード感、
ぜひ動画でご体験ください!



Load & Go Extraction



Maxwell® RSC Instrument
1 ~ 16 検体処理 (カタログ番号 AS4500)



Maxwell® RSC 48 Instrument
1 ~ 48 検体処理 (カタログ番号 AS8500)

遺伝子研究から検査まですべてをカバー



コロナウイルス検査前処理はもちろん!

- COVID-19 感染検査
- 変異ウイルス検査
 - 鼻咽頭ぬぐい液
 - 喀痰・唾液
 - 不活化ウイルスサンプル (グアニジン含有)



遺伝子検査の院内化に!

- がん遺伝子検査
- コンパニオン診断
- 免疫関連遺伝子再構成検査



基礎研究でも多くの実績

- 遺伝子発現解析 / ゲノム情報解析 (NGS、リアルタイム PCR など)
 - 培養細胞
 - 全血
 - 組織全般
- 精製法確立前の困難なサンプル
 - イチゴ果肉
 - 野外植物



難易度 MAX な 食品検査・水質検査でも

- 品種検査
- 環境 DNA 解析
- 微生物汚染検査
- 下水検査 (ウイルス感染予測)

日本語 Web site : www.promega.jp

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 / Fax. 03-3669-7982 • E-Mail : prometec@jp.promega.com

プロメガ株式会社

本社 〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町14-15 マツモトビル
Tel. 03-3669-7981 / Fax. 03-3669-7982

大阪事務所 〒532-0011
大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル704号室
Tel. 06-6390-7051 / Fax. 06-6390-7052

※製品の仕様、価格については2021年4月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店