



細胞発光イメージング特典

総額

30万円をご提供!*

MISSION

GloMax® Galaxy を2週間 無償レンタルして
細胞内タンパク質イメージングを実行せよ!

- 細胞内オルガネラ局在 (核・膜以外)
- 2種以上の細胞共培養系 (免疫エフェクター / ターゲット、ヘテロな遺伝子発現)
- タンパク質: タンパク質 相互作用 ● タンパク質分解誘導 (PROTAC など)
- BRET によるタンパク質・低分子化合物相互作用 など

※ 3万円×最大10名様 (イメージデータご提供の謝礼としてお支払いいたします。)



GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャー

30 Challenge!! チャレンジ
第一弾

申込期間: 2025.6.19(木) ~ 8.29(金)

応募
条件

- 1 上記機器レンタル期間までに NanoLuc®, NanoBiT®, NanoBRET®, NanoBRET® TE、HiBiT を導入した細胞、発光試薬をご用意いただける方
- 2 取得したイメージを弊社の販促資料等に使用することを許諾いただける方



詳細・お申込みはこちら



限定
3台
本体

30%OFF

〈期間中〉

本体: 1200万円 ▶ 840万円

GloMax® Galaxy (Cat# GM4000) ▶




プロメガ株式会社

GloMax® Galaxy アプリケーション例


① 低発現内在性タンパク質のイメージング

左グラフ：HiBiTを融合した高発現タンパク質(CFL)と低発現タンパク質(HDAC6)のタンパク質の相対発光単位(RLU)。
右画像：HiBiTはHeLa細胞でCRISPR/CAS9を介して標的タンパク質のゲノム遺伝子座に挿入し、LgBiTは異所性に発現させた。高発現のCFLの画像は1分間、低発現のHDAC6の画像は3分間それぞれ露光を要した。



② タンパク質分解誘導剤添加による HiBiT タグタンパク質の分解イメージング

HiBiT タグ融合 GSPT1 を内在発現する HEK293 細胞(LgBiTを安定発現)を CC-885 デグレーダーで処理した。その後、Nano-Glo® Vivazine™ を添加し、5時間にわたり GloMax® Galaxy でイメージを撮影した。



GloMax® Galaxy に関する
オンデマンドウェビナーはこちら



プロメガ製品 総選挙好評実施中



- プロメガ製品へすてきな「推しコメント」を頂いた方に**オリジナルグッズを進呈**
- 「あなたが決める特價対象品」に投票すると**年末キャンペーンの対象品**になるかも？
- 候補品 GoTaq® が期間中プロメガクラブ特價でお試しいただけます。
- Maxwell® 無償レンタルも合わせてご利用ください！



高輝度 NanoLuc®
テクノロジーのすべてが分かる
解説動画解放中！



「あなたが決める特價対象品」
6月の中間速報!!

- 1位 pGEN®-T Easy Vector
- 2位 Dual-Luciferase® Reporter Assay System
- 3位 ReliaPrep™ RNA Tissue Miniprep System
- 4位 Maxwell® RSC Instrument
- 5位 ViaFect™ Transfection Reagent

日本語 Web site : www.promega.co.jp

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 • E-Mail : prometec@jp.promega.com

プロメガ株式会社

本社 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通
Tel. 03-3669-7981

大阪事務所 〒541-0051
大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング
Tel. 06-6202-4581

※製品の仕様、価格については 2025 年 6 月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店