

プロメガ製品

総選挙

延長決定!

タンパク質タグの主張

HaloTag® vs HiBiT

タグに機能を
後付けできて便利です!


Janelia, Alexa など
蛍光リガンド各種あるよなー
ビオチンリガンドもあるぞー!

この発光ペプチドタグは
高感度に標的タンパク質を
検出します!

プレートリーダーで
標的タンパク質定量
できるしねー

時間差染色で
パルスチェイス様実験も!

タンパク質の
トランスロケーションも
検出可能



今なら HaloTag® および
HiBiT タグ検出試薬が

30%OFF!

2025.7.22 火 - 10.24 金

(裏面参照)

短いので CRISPR KI が容易です!

たった 11 アミノ酸なんだからー
生細胞で本来の標的タンパク質の動きが
観察できるらしいよー

蛍光アクセプターとして
BRET にも応用できます!

タグのコラボでタンパク質機能解析の
可能性は無限大だ!

発光ドナーとしても
使えます

ホタルの数十倍の
輝度なんだからー



プロメガ株式会社

30%OFF!


2025.7.22 火 - 10.24 金

HiBiT 検出試薬

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格
Nano-Glo® HiBiT Lytic Detection System	N3030	10 ml	35,000	⇒ ¥24,500
Nano-Glo® HiBiT Extracellular Detection System	N2420	10 ml	38,000	⇒ ¥26,600
Nano-Glo® HiBiT Blotting System	N2410	100 ml	47,000	⇒ ¥32,900
Nano-Glo® Live Cell Assay System*	N2011	100 回分	36,000	⇒ ¥25,200
ViaScript™ LgBiT mRNA Delivery System NEW	NE1130	10 プレート分	55,000	⇒ ¥38,500
Anti-HiBiT Monoclonal Antibody	N7200	100 µg	86,000	⇒ ¥60,200

※ HiBiT の生細胞での観察には ViaScript™ LgBiT mRNA Delivery System (カタログ番号 NE1130) または LgBiT 安定発現細胞が必要です。

* HiBiT 配列の利用には右記サイトでのライセンス登録が必要です (www.promega.co.jp/go?hibitsmbitseq)



No. 8

HaloTag® 検出用蛍光リガンド & 精製用ビーズ

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格
HaloTag® TMR Ligand (5mM)	G8252	15 µl	67,000	⇒ ¥46,900
HaloTag® Oregon Green Ligand (1mM)	G2802	15 µl	67,000	⇒ ¥46,900
Janelia Fluor® 549 HaloTag® Ligand NEW	GA1110	5 µg	70,000	⇒ ¥49,000
Janelia Fluor® 646 HaloTag® Ligand NEW	GA1120	5 µg	70,000	⇒ ¥49,000
Janelia Fluor® 503 HaloTag® Ligand NEW	HT1010	5 本	106,000	⇒ ¥74,200
Magne® HaloTag® Beads, 20% Slurry	G7281	1 ml	24,000	⇒ ¥16,800
Anti-HaloTag® Monoclonal Antibody	G9211	200 µg	86,000	⇒ ¥60,200



No. 11

プロメガ製品 総選挙 10/24 まで延長決定!



GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャー登場!

只今 無償レンタル & 30% OFF キャンペーン実施中!

- ・ レンタル後、細胞イメージングデータを共有いただけると総額 30 万円で提供!
- ・ HiBiT や NanoLuc® などの発光から HaloTag® 蛍光を観察可能
- ・ 高感度な NanoLuc® 技術だから観察できる生細胞、固定細胞でのレアイベント
- ・ リアルタイムでタンパク質ダイナミクスや細胞生理を観察

高輝度 NanoLuc® テクノロジーの
すべてが分かる解説動画解放中!



プロメガ製品“総選挙”好評開催中!

- ・ プロメガ製品へすてきな「推しコメント」を頂いた方にオリジナルグッズを進呈
- ・ 「あなたが決める特価対象品」に投票すると年度末キャンペーンの対象品になるかも?
- ・ プロメガの推し製品 GoTaq®, Reliaprep™ のプロメガクラブ特価大解放!
- ・ 発光細胞イメージャー GloMax® Galaxy および 自動核酸精製装置 Maxwell® の 30 Challenge! 実施中。



日本語 Web site : www.promega.co.jp

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 • E-Mail : prometec@jp.promega.com

プロメガ株式会社

本 社 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通ビル 7F
Tel. 03-3669-7981

大阪事務所 〒541-0051
大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング
Tel. 06-6202-4581

※製品の仕様、価格については 2025 年 7 月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店