

QuantiFluor シリーズ

QuantiFluor® Systems は
溶液中の微量な核酸（dsDNA、ssDNA、RNA）を
高感度に検出するための核酸結合色素です。

● 特異的

標的となる核酸に特異的に結合し、目的以外の核酸やタンパク質、
その他化合物への結合は最低限

● 高感度

吸光度 260 nm での測定と比べ感度が飛躍的に向上、かつ正確

● 簡便


必要な試薬が全て含まれ、セットアップが迅速

● 測定器の適合性

Quantus™ 及びマルチモードプレートリーダーの GloMax®
Discover や他社装置（Qubit™ 等 QuantiFluor® の蛍光波長に
合ったフィルターを内蔵した機器）で使用可能

*詳細はテクニカルサービスにお問合せください。

● 高コストパフォーマンス



価格

	製品名	サイズ	カタログ番号	価格 (¥)	1 回分の コスト	プロメガクラブ 価格 (¥)	1 回分の コスト
簡便	QuantiFluor® ONE dsDNA System	100 回分	E4871	12,700	127	—	—
		500 回分	E4870	40,000	80	27,000	54
高感度	QuantiFluor® dsDNA System	1 ml	E2670	66,000	33	—	—
	QuantiFluor® ssDNA System	1 ml	E3190	114,000	57	—	—
	QuantiFluor® RNA System	1 ml	E3310	76,000	38	55,000	27

* QuantiFluor® System 1 ml は 200 µl スケールで 2,000 回測定分に相当します。

日本語 Web site : www.promega.co.jp

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 • E-Mail : prometec@jp.promega.com

プロメガ株式会社

本社 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PM0日本橋江戸通
Tel. 03-3669-7981

大阪事務所 〒541-0051
大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング
Tel. 06-6202-4581


※製品の仕様、価格については 2025 年 8 月現在のものであり予告なしに変更することがあります。



● 柔軟性

セットアップのステップ数が少ない簡便タイプの ONE dsDNA と、
dsDNA 以外の核酸結合試薬も揃う高感度タイプから選択可能

QuantiFluor® シリーズと ONE のステップ数の違い



プロメガクラブで試薬がお得 /

プロメガクラブとは、ご登録いただきますと様々な特典
が受けられるプロメガユーザーのための会員サービスです
(無料)。詳細、ご登録はこちらから
www.promega.co.jp/special/club/



会員特典例
プロメガクラブ特別価格
QuantiFluor® をはじめとした汎用品が
いつでも特別価格でご購入いただけます！



販売店

核酸の測定レンジが

ぐんと広がる

核酸定量用小型フルオロメーター

Quantus
FLUOROMETER

核酸蛍光標識試薬

QuantiFluor

微量でもバラつきを抑えて正確に測定

分光光度計では正確な測定が困難な微量の核酸も
バラつきを最低限に抑えて定量

カンタン操作

サンプルチューブをセットしフタをすると自動的に測定

シンプルプロトコール

サンプルと蛍光試薬を混ぜ 5 分で測定

おサイフにやさしい

イニシャルコストもランニングコストも◎

プロメガ株式会社

本体価格には1年間の保証（修理用パーツ料金、人件費、送料）が含まれます。