

プロメガ製品

総選挙

ワンキョー
キャンペーン

2025.10.29 水 - 12.19 金

誕生祝

みなさまに選ばれた
人気ベスト10製品 &
もうすぐランクイン製品
キャンペーン対象品に決定!

みなさまの
熱い
応援

ご声援

ありがとう
ございました!

プロメガ株式会社

総選挙

人気製品

推しコメ

学生からポスドク、教員になる間、原理こそ同じものの、この試薬は測定機器がどんどん変わっていきました。変わらぬものと変わるもの。試薬のように自分は進化していったのか。今後の自分がこの試薬のように進化し、輝けることを祈り、推しのコメントとしたいと思います。



第1位

Dual-Luciferase® Assay 発光
プロメガと言えばこれ!



製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
Dual-Luciferase® Reporter Assay System 10-Pack	E1960	1,000 回分	310,000	220,000
Dual-Luciferase® Reporter 1000 Assay System	E1980	1,000 回分	290,000	210,000

第2位

pGEM®-T Easy Vector
PCR クローニングの定番!

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
pGEM®-T Easy Vector System I	A1360	20 回分	29,000	21,000

推しコメ

卒業研究をはじめ一番はじめに使ったのが pGEM®-T Easy Vector で、以来、ウン十年、異動ウン回、もっているプラスミドベクターはほぼコレです。

推しコメ

外骨格や体表粘液が発達している動物種でも高品質な RNA がとれる。扱ったことがない生物種サンプルが来た時にはとりあえずコレで抽出しておけば結構なんとかなる! [Tissue Kit]。胚などの微小な細胞からの RNA を回収することができた [Cell Kit]。

第3位

Reliaprep™ RNA Miniprep System
少量サンプルからでも RNA を確実に Get!



製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
Reliaprep™ RNA Cell Miniprep System	Z6012	250 回分	200,000	142,000
Reliaprep™ RNA Tissue Miniprep System	Z6112	250 回分	200,000	142,000

第4位

FuGENE® & ViaFect™
細胞にやさしく、導入効率にも優れたトランスフェクション試薬

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
FuGENE® 4K Transfection Reagent	E5912	5 x 1 ml	360,000	260,000
FuGENE® 6 Transfection Reagent	E2692	5 x 1 ml	290,000	210,000
FuGENE® HD Transfection Reagent	E2312	5 x 1 ml	310,000	230,000
ViaFect™ Transfection Reagent	E4982	2 x 0.75 ml	120,000	84,000

推しコメ

有名他社製品を使用してきたが細胞毒性が強く、試薬添加してから一定時間経過後に培地交換する必要があり手間だった。4Kが発売されたのを機に FuGENE® を試したところ、用いた細胞株では添加後 3 日経過してもほとんど死細胞がない。そればかりか、導入効率もこれまで使用してきたものよりよかった。コストパフォーマンスも遜色なく、もはや変えない理由がなかった。今後も継続して使用していきたい製品である。

推しコメ

生まれて初めて自身の研究費で購入した高額機器です。前の前のラボで旧モデルを使っており、前のラボに異動した際に購入しました。20 年近くこのシリーズにずっとお世話になっております。50 分くらいまとまった空き時間ができるので、その時間が昼食や夕食の休憩にあたるように実験を組むと無駄が無くてヨシです。

第5位

Maxwell® 核酸自動精製装置
無償のレンタルプログラムをご存じですか?



人手が足りない! 冷蔵庫に貯まったサンプルから一気に核酸精製したい! そんな時には "RentaMAX" についてお問合わせ下さい!



ベスト10 約30% OFF

プロメガ総選挙におきまして、
製品に対する多くの温かいコメントならびに
投票ありがとうございました!!
やっぱり光系が強かった。。

当

第6位

CellTiter-Glo® シリーズ 3D 細胞でも生存性が測れます!

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
CellTiter-Glo® 2.0 Assay	G9243	500 ml	300,000	210,000
CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay	G9682	10 x 10 ml	104,000	73,000

発色法、蛍光法の細胞生存性、毒性試験は6ページをご覧ください。

推しコメ


入社以来 HiBiT システムを触らない日はないというほど研究ツールとして活用させていただいています。どの製品も素晴らしいのですが、ほんと毎日触る HiBiT Lytic Detection system を私の推しとさせていただきます! WB 等では検出されにくいわずかな差もとらえられ、定量性もあることからとても重宝しています。本来の使い方ではないですが、WB 等で発現確認をしたくても抗体がいけてない場合や発現量が少ない場合等の検出系に課題がある際には、細胞ライセートに本試薬を混ぜて発光を検出することもあります。今後も楽しみにしています!

第7位

HiBiT Detection System

標的タンパク質の高感度アッセイ & 免疫検出いずれも OK!

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
Nano-Glo® HiBiT Lytic Detection System	N3040	100 ml	190,000	140,000
Nano-Glo® HiBiT Extracellular Detection System	N2421	100 ml	230,000	170,000
Anti-HiBiT Monoclonal Antibody	N7200	5 x 100 µg	86,000	61,000



推しコメ

当初は NanoBiT で PPI を調べていましたが、GloMax® をアップデートして NanoBRET® で PPI を実験し始めました。私は GPCR の 2 量体形成に興味があり、ヘテロダイマー形成が脂質受容体にあることがよく分かりました。可能であれば NanoBiT® と NanoBRET® 両法で PPI が確認できると、より信頼性が高まるように感じています。

第8位

NanoBRET® PPI Assay

BRET ベースのタンパク質間相互作用アッセイ

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
NanoBRET® PPI MCS Starter System	N1811	1 セット	230,000	170,000
NanoBRET® PPI Flexi® Starter System	N1821	1 セット	190,000	134,000

推しコメ

ELISA と比べて検出時間が約 1 時間と短い。洗浄操作など不要で、作業数が少なく簡単です。また、高濃度 (5000 pg/mL) の測定がちゃんとできるのにも関わらず、低濃度 (10 pg/mL 以下) の定量も可能であり、定量可能範囲が広いところが、ELISA を上回る大きな利点になると思います。GloMax® での測定を組み合わせると、サイトカイン測定系としてとても強力なツールになるのではないのでしょうか。

第9位

Lumit® Immunoassay

洗浄不要の高速イムノアッセイ

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
Lumit® Human IL-1β Immunoassay	W6010	100 回分	110,000	77,000
Lumit® TNF-α (Human) Immunoassay	W6050	100 回分	110,000	77,000
Lumit® HMGB1 (Human/Mouse) Immunoassay	W6110	100 回分	110,000	77,000
Lumit® Immunoassay Labeling Kit	VB2500	1 キット	110,000	77,000
Lumit® Detection Reagent A	VB2010	500 回分	32,000	23,000
Lumit® Detection Reagent B	VB4050	100 回分	37,000	26,000

推しコメ

HaloTag® リガンドと Janelia Fluor® 646 / 549 蛍光色素と STED 超解像顕微鏡の組み合わせが最強です。

第10位

HaloTag® Ligand

蛍光細胞イメージング: 超解像顕微鏡にも対応しました!

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
HaloTag® TMR Ligand	G8251	30 µl	110,000	77,000
HaloTag® Alexa Fluor® 660 Ligand	G8471	30 µl	110,000	77,000
HaloTag® Coumarin Ligand	G8581	30 µl	110,000	77,000
Janelia Fluor® 549 HaloTag® Ligand	GA1110	5 µg	70,000	49,000
Janelia Fluor® 646 HaloTag® Ligand	GA1120	5 µg	70,000	49,000

HaloTag® 実験がすぐ始められる HaloTag® ORF クローンも特価! 8 ページをご覧ください。





もろくベス

惜しくも総選挙ランク外となった人気上昇中の



吸引法で核酸精製を
時短・効率化！

1度の処理サンプル数

1-20 個なら

全部セットで！

吸引装置：¥61,000



ポンプ：¥116,000

試薬+小物：¥61,000 (プラスミド)
¥26,400 (ゲル抽出・PCR)

遠心法

遠心機へ複数回の
出し入れが必要



吸引法

セットは
1度でOK

吸引法より迅速
30分以内で完了！
(Midiの場合)



ゲル抽出・PCR産物精製ポンプセット

カタログ番号 JKC003

通常価格 ~~¥180,000~~

→ **¥90,000**

試薬として Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (50 回分) を含みます。その他ゲル切り出し用グッズ (x-tracta™ Gel Extractor 25 個)、吸引装置用小物 Vacuum Adapter (20 個) が付属します。

※接続チューブ等の備品は付属いたしません

プラスミド抽出ポンプセット

カタログ番号 JKC005

通常価格 ~~¥200,000~~

→ **¥100,000**

試薬は PureYield™ Plasmid Midiprep System (4 回分)、PureYield™ Plasmid Maxiprep System (2 回分)、その他吸引装置用小物 Eluator™ Vacuum Elution Device (4 個) が含まれます。

※接続チューブ等の備品は付属いたしません

吸引法対応試薬

抽出スケール / 用途	製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)	1 回の価格 (¥)
Maxi/ プラスミド	PureYield™ Plasmid Maxiprep System	A2393	25 回分	95,000	64,000	2,560
Midi/ プラスミド	PureYield™ Plasmid Midiprep System	A2495	100 回分	156,000	107,000	1,070
Mini/ プラスミド	PureYield™ Plasmid Miniprep System	A1222	250 回分	75,000	54,000	216
Mini/ ゲル抽出	Wizard® SV Gel and PCR Clean-up System	A9282	250 回分	75,000	42,000	168
		A9285	1,000 回分	250,000	141,000	141




実験に合わせて選択可能！
ゲノムDNA精製キット

短時間 (30 分程度) で組織からゲノム DNA を精製できる簡便なスピンカラムキットから多様なサンプルに対応する液相分離タイプのキットを揃えています。さらに、ロングリードシーケンスに最適な高分子ゲノム DNA を精製する Wizard® HMW DNA Extraction Kit もございます。

ゲノム DNA 精製

精製方式	製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)	1 回の価格 (¥)
スピンカラム	ReliaPrep™ gDNA Tissue Miniprep System	A2051	100 回分	59,000	43,000	430
		A2052	250 回分	139,000	95,000	380
液相分離	Wizard® Genomic DNA Purification Kit	A1120	100 回分	36,000	26,000	260
		A1125	500 回分	83,000	59,000	118
液相分離 (高分子ゲノム DNA [例 150 kb])	Wizard® HMW DNA Extraction Kit	A2920	50 回分	48,000	34,000	680



小型フルオロメーター & 核酸定量用蛍光試薬

Quantus™ Fluorometer

カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)
E6150	1 個	200,000

特別価格

→ **¥150,000**



- 幅 11.5 x 奥行 22.7 x 高さ 4.5 cm、重量 400 g
- 検出波長: Blue (Ex. 495 nm/Em. 510-580 nm)、Red (Ex. 640 nm/Em. 660-720 nm)
- 検出容器: 0.5 ml PCR チューブ

dsDNA

QuantiFluor® ONE dsDNA System

- 二本鎖 DNA に結合する蛍光色素 Ex. 504 nm/Em. 531nm
- スタンダード DNA 付属 (Lambda DNA)
- 希釈は不要、そのままサンプルと混合するだけ

カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
E4870	500 回分 *	40,000	27,000

RNA

QuantiFluor® RNA System

カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
E3310	1 ml (2,000 回分 *)	76,000	55,000

* 200 µl 反応系での使用回数



NGS サンプル定量にも
おススメの蛍光核酸定量

ルーチンな PCR 用マスターミックス

ホットスタート	製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)	1 回の価格 (¥)
—	GoTaq® Green Master Mix	M7123	1,000 回分 *	97,000	46,000	46
○	GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix	M7423	1,000 回分 *	149,000	70,000	70

* 50 µl 反応系での使用回数

超特別
価格!



信頼の GoTaq® シリーズが
おトク!

定量 PCR

GoTaq® qPCR Master Mix

- 明るい蛍光物質 BRYT Green® 採用で高感度、SYBR Green I タイプの製品と置き換え可能
- ホットスタートタイプで室温調製可能、オートメーションシステムにも対応
- Fast モードに対応

カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
A6002	25 ml (2,500 回分 *)	230,000	104,000

* 20 µl 反応系での使用回数

GoTaq® Probe qPCR Master Mix

- 反応系は 5 µl までスケールダウン可能
- 適合プローブ: PrimeTime, TaqMan, Molecular Beacon など

カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
A6102	10 ml (1,000 回分 *)	105,000	46,000

* 20 µl 反応系での使用回数

逆転写 + 定量 PCR

逆転写と
定量 PCR
が 1 反応

GoTaq® 1-Step RT-qPCR System

カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
A6020	5 ml (500 回分 *)	83,000	35,000

逆転写と
定量 PCR
が別反応

GoTaq® 2-Step RT-qPCR System

カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
A6010	5 ml (逆転写 50 回 定量 PCR 500 回 *)	66,000	29,000

* 20 µl 反応系での使用回数

阻害物質に強い GoTaq® qPCR シリーズ

inhibitor	Standard Curve		
	slope	intercept	R ²
10% Guanidium Thiocyanate	-3.52	40.1	0.998
2% Ethanol	-3.54	40.5	0.999
Control (no inhibitor)	-3.50	40.1	0.999

RNA サンプルに各阻害物質を添加し、GAPDH の mRNA を GoTaq® 1-Step RT-qPCR System を用いて増幅した。検量線測定では阻害物質の影響は見られず、コントロールと同様の結果を示した。





もろなくベスト10!?



惜しくも総選挙ランク外となった人気上昇中のおすすめ製品を特別価格にて一挙にご紹介!!



まとめ買いがおススメ!
普段使いの核酸電気泳動関連試薬


EtBr より安全、高感度な核酸染色色素

Diamond™ Nucleic Acid Dye

- エチジウムブロマイドよりも低い変異原性
- 少量の核酸でも高感度に検出

カタログ番号	H1181
サイズ	500 µl
通常価格 (¥)	15,000

→ **¥10,000**



Diamond™ は高感度なので
マーカーを節約!

サイズマーカー

100bp DNA Ladder


カタログ番号	G2101
サイズ	250 µl
通常価格 (¥)	21,000

→ **¥8,000**

1kb DNA Ladder

カタログ番号	G5711
サイズ	500 µl
通常価格 (¥)	28,000

→ **¥12,000**



細胞増減の測定は培養細胞実験で必須のパラメーターであり、細胞の生存率や毒性評価、薬剤応答性の解析など、幅広い研究分野で重要な指標となります。プロメガの CellTiter & CytoTox は 30 年以上にわたり様々な細胞実験に使用されています。

細胞生存性 & 細胞毒性試験

検出シグナル	製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)	1 回の価格 (¥)
発色 (490 nm)	CellTiter 96® Aqueous One Solution Assay	G3580	1,000 回分	33,000	21,000	21
		G3581	5,000 回分	107,000	70,000	14
蛍光 (560 Ex/590 Em) または発色 (570 nm)	CellTiter-Blue® Cell Viability Assay	G8080	20 ml (1,000 回分)	23,000	15,000	15
		G8081	100 ml (5,000 回分)	67,000	42,000	84
発色 (490 nm)	CytoTox 96® Non-Radio. Cytotoxicity Assay	G1780	1,000 回分	54,000	32,000	32

* 回数は 96 ウェルプレートでのウェル数。発光法の CellTiter-Glo® については 3 ページをご覧ください。



培養細胞実験の必需品!
細胞の増減を検出!



質量分析の質は
トリプシンで
決まります!

プロメガのトリプシンは非特異的なプロテアーゼ活性を抑え、非常に高い切断特異性を有しているので、最高水準の質量分析をサポートいたします。

MS 分析用トリプシン

切れ味	製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
◎	Trypsin Platinum, Mass Spec Grade	VA9000	100 µg	29,000	21,000
○	Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade	V5072	100 µg	36,000	26,000
○	Sequencing Grade Modified Trypsin, Frozen	V5113	100 µg	10,000	8,000



プロメガ株式会社は、本年、日本法人設立 30 周年を迎えることができました。
これもひとえに、日頃よりご支援・ご愛顧くださっている皆さまのおかげと、心より感謝申し上げます。

節目の年に開催いたしました「総選挙プロモーション」では、
多くの皆さまにご参加いただき、寄せられた温かいコメントを通じて、私たちの製品やサービスが研究の現場で愛され、
皆さまの探究や挑戦の一助となっていることを改めて実感いたしました。

これからも、皆さまの研究や夢の実現に寄り添いながら、
“幸せの黄色い箱”をお届けするという約束を果たして参りたいと思います。

2026 年 1 月 1 日より価格改定いたします。

汎用製品のストックについては本キャンペーンをご活用ください！

米国関税の引き上げに加え、国内外における原材料価格や物流コストの高騰、さらに円安基調の為替変動が続いております。これらの要因により、弊社といたしましても企業努力のみでの吸収が困難な状況となっております。誠に心苦しいお願いではございますが、来年度より価格改定を実施させていただくこととなりました。今後とも品質の維持・向上に努め、より一層ご満足いただける製品・サービスを提供してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

価格改定のお知らせ



ヒト長鎖 cDNA ベスト 10!?!? (クローン&発現)



かずさ DNA 研究所のユニークな研究により得られたヒト長鎖 cDNA は、分子量の大きなタンパク質をコードしている割合が高く、生体機能に重要な役割を持つものと予想されています。これらの cDNA の ORF 部分をプロメガの Flexi® ベクターに組込むことで様々な実験にご利用いただけます。

対象の FHC タイプのクローンは標的タンパク質を HaloTag® 融合体として発現し、特殊なリガンドを用いることで蛍光イメージングや精製を行うことができます（蛍光リガンドについては 3 ページ参照）。

Flexi® HaloTag® ORF クローン (FHC)

- かずさ DNA 研究所の cDNA コレクション
- FHC タイプはタンパク質発現を確認済み*（哺乳動物細胞発現イメージング、SDS-PAGE）
- シークエンスも全長確認済み
- クローン数 10,000 以上
- Web から簡単にお見積り、最短 2 週間でお届け
- 増量オプションを追加の場合は 4 週間以内の納品となります。

クローン検索、
見積もり依頼



Flexi HaloTag® クローン

製品名	カタログ番号	サイズ	納期	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
Flexi® HaloTag® Type クローン (標準型)	FHCXXXXX	1 クローン	2 ~ 4 週間	60,000	42,000

※本キャンペーンの対象クローンは既存の標準型クローンで、E 型クローン (Product ID 末尾に E が付くもの) を除きます。増量オプションもキャンペーン対象外です。

* 哺乳動物細胞発現イメージングについては順次確認作業を行っていますが、一部クローンについては未確認のものがございます。これらについてはご要望により優先的に確認作業を実施いたします。発現とはそのタンパク質本来の局在や、酵素活性等の機能まで保証するものではありません。遺伝子、あるいは使用目的によっては、発現コンストラクトの最適化を行う必要があります。



ヒト長鎖遺伝子なら
Flexi® ORF クローン！

近年、ヒト培養細胞株でクロスコンタミネーションが多発していることが問題になっており、論文投稿時に細胞株の認証データを要求されるケースが増えています。プロメガの STR (ショートタンデムリピート) 解析システムと世界の細胞バンクで構築された STR データベースによって、ヒト培養細胞に関する誤認証、クロスコンタミネーションの可能性について評価分析し、細胞認証書を発行するサービスです。

世界の STR データベースと照合

- 世界中の細胞バンク (JCRB、ATCC、DSMZ、RCB*) の登録データ 3929 との照合結果をご提供

信頼の細胞認証

- 世界有数の細胞バンク JCRB 細胞バンクによる信頼性の高い分析報告書 (細胞認証書)

PowerPlex® 16 STR システムを採用

- 個人識別にも用いられる高品質で高い識別能力を有する PowerPlex® 16 STR System** を採用

簡単 & 短時間

- Web で注文でき、面倒なサンプル調製不要 (FTA カード使用) で約 2 週間 で結果が得られます。

* 医薬基盤・健康・栄養研究所 細胞バンク (JCRB), ATCC (American Type Culture Collection), German Cell Bank (DSMZ), 理研セルバンク (RCB)。

** 波形データ (エレクトロフェログラム) は 16 ローカス分を提供しますが、細胞認証についてはデータベースに登録される 9 ローカスを照合した結果を提供いたします。

どんな時に利用するの？

- 細胞を購入したとき！
- 論文提出前に！
- 細胞譲渡のとき！
- 細胞株樹立時に！
- 保有細胞の定期的なチェックに！

試験受託サービスの詳細

納期 : 細胞サンプル到着より約 2 週間
(統計データで協力サンプルは 8 週間を予定)

納品物 : 細胞認証書

細胞認証サービス

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
ヒト細胞認証試験受託サービス	KBNHCA	1 テスト	45,000	40,500



詳細・注文方法



培養細胞のクロスコンタミネーションを
STR 多型解析で検出！

日本語 Web site : www.promega.co.jp

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 • E-Mail : prometec@jp.promega.com

プロメガ株式会社



本社 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通
Tel. 03-3669-7981

大阪事務所 〒541-0051
大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング
Tel. 06-6202-4581

※製品の仕様、価格については 2025 年 10 月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店