



RNA 定量試薬 新発売 キャンペーン

キャンペーン期間: 9月25日受注分まで

RNA だけ
狙い撃ち!!

高特異性で
見極める

RNA を選択的に定量する蛍光試薬

QuantiFluor® RNA Select System

QuantiFluor® を
サンプルに添加

RNA 特異的に
蛍光標識

フルオロメーターやプレートリーダーで
蛍光値測定

5分後

あらゆる
アプリケーションに

RNA-seq
in vitro 転写の収量確認
ノーザンブロッティング
RNase プロテクションアッセイ
cDNA ライブラリー調製
RT-PCR


【測定機器】

推奨測定機器: Quantus™ Fluorometer、GloMax® Discover/Explorer

* Qubit および Qubit Flex でも測定可能


製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格(¥)
QuantiFluor® RNA Select System	100 回分	E6640	34,000	⇒ 27,200
	1000 回分	E6780	133,000	⇒ 106,400

特異性が高いから正確



DNA の干渉を受けることなく正確に RNA を測定し、複雑な生物学的サンプルに最適

安定だから長く使える



-20℃で保存し、凍結融解を繰り返しても安定。一方で市販品は劣化が見られる。

ワーキング溶液
4℃で1週間保存可

技術仕様

検出範囲	アッセイあたり total RNA 16 ~ 1,000 ng
サンプル濃度	1.6 ~ 100 ng/μl (10 μl 添加)
サンプル量	1 ~ 20 μl
励起/蛍光	648 nm / 665 nm
保存期間	-30℃ ~ -10℃ で2年以上
凍結融解安定性	10 サイクル超で安定
ワーキングソリューション	遮光 4℃ で最長 1 週間保存可能

製品詳細



**定量の悩み
グリーンアップ**

小型フルオロメーター

Quantus™ Fluorometer



- ✓ 微量でもバラつきを抑えて正確に定量：
低濃度サンプル測定の正確さは NGS に◎
- ✓ 簡単操作：サンプルをセットしフタをすると自動的に測定
- ✓ QuantiFluor® RNA Select 専用プロトコル搭載：
幅広い濃度範囲に対応

製品詳細 ▶

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格(¥)
Quantus™ Fluorometer	E6150	1 個	210,000	➡ 147,000

日本語 Web site : www.promega.co.jp

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 • E-Mail : prometec@jp.promega.com

プロメガ株式会社

本 社 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通ビル 7F
Tel. 03-3669-7981

大阪事務所 〒541-0051
大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング
Tel. 06-6202-4581

※製品の仕様、価格については2026年7月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店