



Quantus™：核酸定量


小型フルオロメーター

特別価格 **¥98,000**

Quantus™ Fluorometer

カタログ番号	サイズ	通常価格
E6150	1台	¥210,000

- 幅11.5 × 奥行22.7 × 高さ4.5 cm、重量 400 g
- 検出波長：Blue(Ex. 495 nm / Em. 510-580 nm)、Red(Ex. 640 nm / Em. 660-720 nm)
- 検出容器：0.5 ml PCR チューブ



Quantifluor® RNA Select System の RNA 特異的な定量



核酸定量用蛍光試薬

QuantiFluor® Systems は溶液中の微量な核酸(dsDNA、RNA)を高感度に検出するための核酸結合色素です。

dsDNA QuantiFluor® ONE dsDNA System

カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格
E4870	500回分	¥44,000	PC ¥29,700

RNA/DNA QuantiFluor® RNA System

カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格
E3310	1 ml(2,000回分*)	¥82,000	PC ¥59,300

* 200 µl 反応系での使用回数 ※ RNA のみを定量する場合は DNase 処理が必要です。


RNA QuantiFluor® RNA Select System

カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格
E6640	100回分	¥34,000	PC ¥23,800

※ RNA のみを選択的に定量できます (左グラフ参照)。

PCR 増幅

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格
GoTaq® Green Master Mix	M7123	1,000回分	¥99,000	PC ¥46,900
GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix	M7423	1,000回分	¥149,000	PC ¥70,000



高感度な GoTaq® ホットスタート

GoTaq® G2 Hot Start Green (G) マスターミックスと主要な他社製品 (L1、L2、Q+、T) を用い、メーカーのプロトコルに従って、テンプレート gDNA 量 (各酵素について左から右へ 33ng、3.3ng、330pg) から 2.2kb の APC 標的遺伝子を増幅した。

定量 PCR

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格
GoTaq® qPCR Master Mix	A6002	25 ml	¥236,000	PC ¥106,700
GoTaq® 2-Step RT-qPCR System	A6010	5 ml	¥67,000	PC ¥29,400
GoTaq® 1-Step RT-qPCR System	A6020	5 ml	¥85,000	PC ¥35,800

阻害物質に強い GoTaq® qPCR シリーズ

inhibitor	Standard Curve		
	slope	intercept	R ²
10% Guanidine thiocyanate	-3.52	40.1	0.998
2% Ethanol	-3.54	40.5	0.999
Control (no inhibitor)	-3.50	40.1	0.999

RNA サンプルに各阻害物質を添加し、GAPDH の mRNA を GoTaq® 1-Step RT-qPCR System を用いて増幅した。検量線測定では阻害物質の影響は見られず、コントロールと同様の結果を示した。

大サイズキットがお買い得



年末キャンペーン

期間限定 2026年10月19日(月)～12月25日(金)



見つける

発光アッセイ試薬

(細胞生死・各種レポーター)

3D 細胞・オルガノイド対応製品も!



取り出す

各種核酸精製キット

(プラスミド・RNA)

吸引法なら時短可能!




取り出す

核酸検出 & 増幅試薬

RNA 特異的検出試薬

NEW



NEW



機動力の高い



先着5台限り

発売記念特価!

MyGlo® Reagent Reader

プレートサイズのルミノメーター

通常価格：¥1,200,000 →

¥900,000

1年保証 & CellTiter-Glo® 2.0 Reagent 10ml 付き

日本語 Web site : www.promega.co.jp

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 • E-Mail : prometec@jp.promega.com

プロメガ株式会社

本社 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通
Tel. 03-3669-7981

大阪事務所 〒541-0051
大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング
Tel. 06-6202-4581

※製品の仕様、価格については 2026 年 10 月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店



どこにでも持ち運べるプレートサイズの
96ウェル ルミノメーター登場!

MyGlo[®] Reagent Reader

インキュベーターやフード内で測定でき、
データはクラウド上で保存&解析

- 一人に一台 共通機器の待機不要
- 小型でも妥協のない検出感度を実現
- チューブ式ルミノメーターと同等の価格帯
- ラボ外からでも操作、データ取得・解析可能
- 96ウェルを30秒で読み取り & 15秒で解析

※フラッシュタイプのアッセイは推奨しません

先着5台限り

3D細胞用発光アッセイも測定可能!

1年保証 & CellTiter-Glo[®] 2.0 Reagent 10ml 付き

発売記念
特価

通常価格: ¥1,200,000 →

¥ 900,000

(カタログ番号 MG1010)



製品の詳細はこちら

セルヘルスアッセイ試薬

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格
2D細胞生存試験				
CellTiter-Glo [®] 2.0 Assay	G9242	100 ml	¥86,000	¥68,800
	G9243	500 ml	¥318,000	¥254,400
3D細胞生存試験(強い細胞溶解作用を利用したATP発光検出)				
CellTiter-Glo [®] 3D Cell Viability Assay 3D	G9682	10 × 10 ml	¥113,000	¥90,400
	G9683	100 ml	¥94,000	¥75,200
リアルタイム細胞生存試験				
RealTime-Glo [™] MT Cell Viability Assay 3D	G9711	100回分	¥31,000	¥24,800
	G9712	10 × 100回分	¥152,000	¥121,600
細胞傷害性試験(漏出LDHの発光検出)				
LDH-Glo [™] Cytotoxicity Assay 3D	J2380	10 ml	¥61,000	¥48,800
	J2381	50 ml	¥212,000	¥169,600
アポトーシスアッセイ				
Caspase-Glo [®] 3/7 Assay	G8091	10 ml	¥104,000	¥83,200
	G8093	10 × 10 ml	¥636,000	¥508,800

3D 3次元培養細胞にも対応

HiBiT プロテインレポーターアッセイ試薬

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格
細胞内HiBiT検出システム(細胞溶解タイプ)				
Nano-Glo [®] HiBiT Lytic Detection System	N3040	100 ml	¥207,000	¥165,600
細胞外HiBiT検出システム(細胞非溶解タイプ)				
Nano-Glo [®] HiBiT Extracellular Detection System	N2421	100 ml	¥243,000	¥194,400

レポーターアッセイ試薬

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格
デュアル(ホタル&ウミシシタケ)レポーターアッセイ				
Dual-Glo [®] Luciferase Assay System (グロー発光タイプ)	E2940	100 ml	¥381,000	¥304,800
Dual-Luciferase [®] Reporter Assay System 10-Pack (フラッシュ発光タイプ)	E1960	10 × 100回分	¥328,000	¥262,400
NanoLuc [®] シングラルルシフェラーゼレポーターアッセイ				
Nano-Glo [®] Luciferase Assay (細胞溶解タイプ)	N1120	100 ml	¥196,000	¥156,800
Nano-Glo [®] Live Cell Assay System (細胞非溶解タイプ)	N2012	1000回分	¥244,000	¥195,200

トランスフェクション試薬

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格
FuGENE [®] HD Transfection Reagent	E2312	5 × 1 ml	¥319,000	¥270,000
FuGENE [®] 4K Transfection Reagent	E5912	5 × 1 ml	¥370,000	¥314,500
FuGENE [®] 6 Transfection Reagent	E2692	5 × 1 ml	¥298,000	¥253,300
ViaFect [™] Transfection Reagent	E4982	2 × 0.75 ml	¥123,000	¥92,000



このスピードと簡便性は一度試すと
遠心法には戻れない!

プラスミド抽出試薬 & ポンプセット

アルカリ-SDS 法によるプラスミド精製キットと、
吸引る過用の真空ポンプ&マニホールドのセット品です。

〈セット構成内容〉

〈ポンプ本体〉

- Welch Vacuum Pump for Japan Electrical(A6724)1台
吸引装置と小物
- Vac-Man[®] Laboratory Vacuum Manifold, 20-sample capacity (A7231) 1台
- Eluator[™] Vacuum Elution Device(A1071)4個

〈プラスミド抽出試薬〉

- PureYield[™] Plasmid Midiprep System 4回分
- PureYield[™] Plasmid Maxiprep System 2回分



ポンプ 119,000円

試薬 約26,000円

全部
セットで

通常価格: ¥206,000 →

¥ 123,000

(カタログ番号 JKC005)

吸引マニホールド & ポンプ単品

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格
Vac-Man [®] Laboratory Vacuum Manifold	A7231	1台	¥61,000	PC ¥30,000
Welch Vacuum Pump for Japan Electrical	A6724	1台	¥119,000	¥95,000

プラスミド精製キット(カラム)

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格
トランスフェクショングレード(ミニ〜マキシプレップ)				
PureYield [™] Plasmid Miniprep System	A1222	250回分	¥80,000	PC ¥57,600
	A1223	100回分	¥38,000	PC ¥25,300
PureYield [™] Plasmid Midiprep System	A2495	100回分	¥160,000	PC ¥109,700
	A2496	300回分	¥381,000	¥267,000
PureYield [™] Plasmid Maxiprep System	A2393	25回分	¥97,000	PC ¥65,300
シーケンシンググレード(ミニプレップ)				
Wizard [®] Plus SV Minipreps DNA Purification System	A1460	250回分	¥80,000	¥56,000
	A1465	1000回分	¥267,000	PC ¥149,900

NEW

RNA精製キット(スピнкаラム) 吸引法には適しません

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格
ReliaPrep [™] RNA Miniprep System	Z6014	50 回分	¥54,000	PC ¥38,000
	Z6015	250 回分	¥212,000	PC ¥149,000

Cell KitとTissue Kitが統合されました!

以下の旧キット ReliaPrep[™] RNA Cell/ Tissue Miniprep System (Z6011、6012、Z6111、Z6112)に対応します。

- 微量サンプル(細胞なら100個、組織なら0.25 mg)からRNAを精製
- エタノール沈殿、フェノール / クロロホルム不要
- 最少7 µl で溶出可能
- 精製したRNAはRT-qPCRやシーケンシングなど一般的な用途に

〈対応サンプル例〉


- 動物培養細胞
- 動物組織
- 植物組織
- 微生物
- 血液
- 3D 培養
- TRIzol 溶解物*

*TRIzol は Thermo Fisher Scientific の登録商標です。

PC プロメガクラブ会員特価大解放! (会員の方はいつでもこの価格でご購入頂けます。詳しくは www.promega.co.jp/club/ を参照)

Ultra-Glo[™] ルシフェラーゼが、
データの品質を高めます!

ネイティブルシフェラーゼと Ultra-Glo[™] ルシフェラーゼの
0.002% SDS に対する感受性のプロメガ独自開発の違い



内在レベルの膜タンパク質でも
高感度に検出するHiBiTタグ

HiBiTタグは、ゲノム編集によりHEK293細胞のβ2-AR遺伝子の細胞外露部分に導入した。
Nano-Glo[®] HiBiT Extracellular Detection System を用いて、インプロテノール依存性のインターナリゼーションをモニタリングした。

