

## Quantus™ Fluorometer の修理可能箇所について

Quantus™ Fluorometer は、小型設計の蛍光光度計です。

構造は、「液晶付き基板」「ドア」「本体（ドア受け部品も含む）」の 3 点のみで構成されています。

**修理可能箇所は、本体側の「ドアのフックを受けてロックする部品（図 1 参照）」の交換のみとなります。**

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。




図 1 ドアのフックを受けてロックする部品（赤枠部）

### 【ご請求品目】

- ドアのフックを受けてロックする部品
- 作業費

### 【修理期間の目安】

弊社に装置が到着後、約 1 週間以内にご返却いたします。

修理期間中に代替機をご希望の場合は、別途、送料を申し受けます。

代替機は注文書をいただいてから発送いたします。

御見積が必要な場合は、どうぞお気軽にご依頼ください。

プロメガは高品質の製品・情報・サポートの提供をお約束いたします。

お客様にご満足いただけることが、私たちにとって何よりも重要なことです。

ご不明点等ございましたら、弊社テクニカルサービスまでお気軽にお問い合わせください。

TEL: 03 – 3669 – 7980 / e-mail: [prometec@jp.promega.com](mailto:prometec@jp.promega.com)